

コンポジットレジン修復の 各臨床ステップ (8Step) で使用する 器材・材料の**選択基準**と その**有効活用法**を 臨床症例とともに**解説**



コンポジットレジン修復

器材・材料の選択基準と有効活用法


田代 浩史 著



■ A4判変型 / 196頁
 ■ 定価 9,900円 (本体 9,000円+税10%)
 ISBN978-4-263-46171-6
 注文コード: 461710



コンポジットレジン修復の各段階において、必要・有効な器材・材料をバックグラウンドを交えて紹介。



豊富な症例をもとに解説しており、実際どのように活用するかが一目でわかります。



これから**勉強する先生**にも、
 すでに**臨床に取り入れている先生**にも、
役立つ情報が**満載**の一冊です。

Introduction コンポジットレジン修復適応症の現在地

- Step 1 コンポジットレジン修復の修復前準備
- Step 2 コンポジットレジン修復の窩洞形成
- Step 3 コンポジットレジン修復の修復補助
- Step 4 コンポジットレジン修復の接着操作
- Step 5 コンポジットレジン修復の積層充填
- Step 6 コンポジットレジン修復の光照射
- Step 7 コンポジットレジン修復の形態修正・研磨
- Step 8 コンポジットレジン修復の維持管理・補修

関連書籍のご案内

新解釈 コンポジットレジン修復
「MI」と「ESTHETIC」の両立を目指して

田代浩史 編著

現在における「MI」と「ESTHETIC」を
両立させるための最良の選択肢！

- 1級修復からダイレクトブリッジ修復まで、細かな手順を多くの写真で解説。
- 各章の最後には、編者のコース受講生による実際のケースを呈示。



■ A4判変型/208頁/カラー ■ 定価 12,100円 (本体 11,000円+税10%)

コンポジットレジン修復の発想転換

田代浩史 著

最新材料の熟知と有効活用による
低侵襲・高審美で、患者満足度の高い
コンポジットレジン修復

- ◆ 本書では、JT CONCEPTによる修復治療の発想転換で、患者にとって低侵襲かつ効果的なコンポジットレジン修復が行われた臨床症例を紹介。



■ A4判変型/180頁 ■ 定価 10,560円 (本体 9,600円+税10%)

医歯薬出版 ご注文承り書

コンポジットレジン修復 器材・材料の選択基準と有効活用法

注文コード () 冊
461710

新解釈 コンポジットレジン修復「MI」と「ESTHETIC」の両立を目指して

注文コード () 冊
461420

コンポジットレジン修復の発想転換

注文コード () 冊
461200

● 納入店ご指定希望

※納入店のご指定の場合
手数料はかかりません。

〔 ご指定納入店名 〕

● 直送希望

(2つの方法から
お選びください。)

①	<input type="text"/>	代引 450円
②	<input type="text"/>	後払い 400円*

※ ②の後払いの請求書は
(株)ネットプロテクションズ
から別送となります。

● お名前

● TEL

● ご住所 (〒 —)

★必要事項をご記入のうえ、FAX 03-5395-7633 にご送信ください。★弊社ホームページ <https://www.ishiyaku.co.jp/> からご注文いただけます。

医歯薬出版株式会社 〒113-8612 東京都文京区本駒込1-7-10 TEL03-5395-7630