

最新

# 歯科用マテリアル 120%活用法

もっと使えて、もっと活かせる！

著 須崎 明  
Suzaki Akira

賢い材料選び、使い方のコツがわかり  
すぐ活かせ、治療効果がワンランクアップ！



楽しく学べて！  
効率的に！  
最大の効果が上がる！レシピ

## CONTENTS

- TOPICS1 CR (コンポジットレジン)
- TOPICS2 再装着
- TOPICS3 セルフアドヒージブセメント
- TOPICS4 クラウン
- TOPICS5 PMTC
- TOPICS6 ホワイトニング
- TOPICS7 う蝕診断用器材
- TOPICS8 根管治療用器材
- TOPICS9 知覚過敏抑制材
- TOPICS10 インプラントアンカー
- TOPICS11 メタルフリーインレー修復
- TOPICS12 印象材

●サイズ:A4判 ●120ページ ●定価 本体6,000円(税別)



クインテッセンス出版株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目2番6号 クイントハウスビル

TEL. 03-5842-2272 (営業) FAX. 03-5800-7592 <http://www.quint-j.co.jp/> e-mail [mb@quint-j.co.jp](mailto:mb@quint-j.co.jp)




# 保険治療でも、自費治療でも、上手に活用できる！

最新の歯科材料、器材の情報が溢れる今、大切なのは賢い選び方をし、長所をもっと知ったうえで使いこなすこと。日常の臨床にもっとうまく活かせば、患者さんを惹きつけ必ずぐんと治療効果が上げられる。


本書は多様な治療を保険・自費別に分けて12の「TOPICS」として挙げ、治療に必要な著者おススメの最近の中心材料・器材のリスト、手順のレシピと、使用法のマル秘テクニックを写真を中心に紹介。巻末には著者イチ押し製品の検索に便利な、メーカーの協力によるより詳細な情報頁を設け、本書収載の全商品名索引も付した。

## あらゆる治療シーンで効果の上がるコツを満載

CR (コンポジットレジン)




再装着



セルフアドヒージブセメント



クラウン




PMTC



ホワイトニング



う蝕診断用器材




根管治療用器材




知覚過敏抑制材



インプラントアンカー



メタルフリーインレー修復



印象材



きりとり線

注文書

**最新 歯科用マテリアル120%活用法**  
**もっと使って、もっと活かせる!**  
 モリタ商品コード:805614

冊注文します。

●お名前	●貴院名	●ご指定歯科商店
●ご住所 (〒 )		
●TEL	●FAX	

支店・営業所

※ご記入いただいた個人情報は、弊社の新刊案内、講演会等の案内に利用させていただきます。  
 ※ご指定歯科商店がない場合は送料をいただき、代金引換宅配便でお送りさせていただきます。