

Intra Oral Scanner
はじめてのIOS

口腔内スキャナーの選び方・使い方ガイド



A4判変型・172頁・オールカラー
本体5,400円+税

詳しい
情報は
こちら



【監修】

一般社団法人 日本臨床歯科 CAD/CAM学会

【編集委員】

草間幸夫 (東京都・西新宿歯科クリニック)

井畑信彦 (東京都・いばた歯科)

武末秀剛 (東京都・西池袋TKデンタルクリニック)

佐々木英隆 (東京都・エスデンタルオフィス)

さあ、踏み出そう！ デジタルデンティストリーへの第一歩

IOS (Intra Oral Scanner / 口腔内スキャナー) はコンピュータと光学計測機器の大幅な進化によって、口腔内を高精度で印象採得できるようになりました。IOSによって獲得されたデジタルデータはさまざまなデジタルソリューションに活用できるため、術者および患者に大いなる福音をもたらしています。本増刊号は、各種IOSの特徴、使用感、効果的な使い方、導入の際に考慮すべきポイントなど、IOSによるデジタル臨床を目指す臨床家の「これが知りたかった!」をピンポイントで解説します。

CONTENTS

第1章 IOSデビュー! その前に

- IOSで何をしたいのか明確にしよう
- IOS導入に必要なファイナンスの視点 他

第2章 どんな製品があるの? 何ができるの?

- Primescan ● TRIOS®3 ● iTero エlement 5D
- トロフィー 3DI プロα ● コエックス i500

第3章 製品別スキャニングの基本と勘どころ

- スキャニング総論
- Primescan 他

第4章 ミリング&形成・接着

- インハウス・ミリング&アウトソーシング・ミリング
- 支台歯形成のポイント 他

第5章 IOSトピックス

- Primescanの衝撃
- IOSでできること デンチャー 他

第6章 症例

- チェアーサイドインレー・アンレー
- チェアーサイドクラウン 他

Facebook・Twitter・LINE公式アカウント・メールマガジンもご利用ください!



メルマガ



新刊のご案内や
試し読みページの情報をお届けいたします!

取扱店

DJ株式会社 デンタルダイヤモンド社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-2-15 新興ビル
TEL. 03-6801-5810(代) / FAX. 03-6801-5009

デンタルダイヤモンド

検索

